

test di ovulazione per autodiagnosi in vitro

leggi attentamente le istruzioni per l'uso

1. Rimuovi il tubo esterno del prodotto

2. Rimuovi il gruppo ottico. Non svtarlo

3. Deposita alcune gocce di saliva sulla superficie del vetrino. Lascia asciugare la saliva per 5 minuti. Tenta di evitare di creare bollicine. Igienico

4. Quando la saliva si è asciugata riponi il gruppo ottico sulla sua base

5. Guarda attraverso la lente del microscopio e allo stesso tempo premi il pulsante della luce led in basso per osservare facilmente il risultato del test.

Il test di fertilità femminile utilizzando la saliva. Interpretare il risultato del test. La corretta interpretazione del test garantisce la sua affidabilità

- periodo non fertile
- periodo transitorio
- periodo fertile

IL Fertilcontrol light è un microscopio tascabile che permette alla donna di identificare attraverso la saliva i momenti più fertili del ciclo mensile. Fertilcontrol light dura per oltre due anni. Raccomandiamo di eseguire il test su base giornaliera.

La sua precisione nella identificazione della ovulazione è del 98%

Cibo, alcool e sigarette possono interferire con i risultati del test di fertilità tramite saliva. E' consigliabile astenersi da essi almeno due ore prima di raccogliere un campione di saliva.

Questa metodologia è stata inventata a metà degli anni '40 dai dottori Biel e Papanicolau

- Facile e rapido
- Igienico
- Completamente naturale
- Altamente affidabile
- Per uso personale
- Riutilizzabile per oltre due anni
- Data di primo utilizzo

Leggi attentamente le istruzioni per l'uso

Qual'è il suo utilizzo?

E' destinato a determinare la fertilità femminile attraverso la saliva per permetterti di identificare i momenti più fertili del ciclo per concepire. Questo è il suo solo scopo. Non deve essere usato come un contraccettivo ma come un pratico e maneggevole aiuto alla pianificazione familiare. E' stato provato che gli spermatozoi possono vivere nell'utero fino a 72 ore mentre l'ovulo vive soltanto per 24 ore. Questo è il motivo per cui ci sono soltanto dai tre ai quattro giorni fertili in ogni ciclo mestruale: il giorno stesso dell'ovulazione e i due o tre giorni precedenti.

Come funziona

Ferticontrol light è un mini microscopio con una lente capace di 65 ingrandimenti. Durante l'ovulazione la donna sperimenta un accentuato aumento di estrogeno che permette all'ovulo di essere rilasciato dall'ovario. Solitamente l'ovulazione ha luogo 14 giorni dalla fine delle mestruazioni. L'aumento dell'estrogeno si verifica anche nella saliva femminile, come pure nel sangue e nelle urine. Con la salita dell'estrogeno i sali minerali contenuti nella saliva cristallizzano più facilmente. Essi possono essere osservati come strutture a forma di felce con lo strumento Ferticontrol light.

Vantaggi

- * Assenza di effetti collaterali (niente viene ingerito)
- * Chi lo utilizza non offende la morale o va contro precetti religiosi
- * Essendo riutilizzabile è molto più economico di altri metodi
- * Nessuna scomodità
- * Maneggevole e discreto
- * Igienico e facile da usare
- * Alta affidabilità
- * Comodo e semplice da usare
- * Istruttivo (eseguendo il test giornalmente la donna conosce l'andamento del proprio ciclo mensile)

Prodotto da:

Distribuito da:

Raccomandazioni*

allo scopo di evitare alterazioni della saliva evita di mangiare, bere alcol o fumare nelle due ore precedenti il test

- * E' consigliabile di raccogliere la saliva a metà mattina o primo pomeriggio quando la saliva è più diluita in quanto il mattino presto è più viscosa e la cristallizzazione è più difficoltosa.
- * Per secernere più saliva potete mordere delicatamente la vostra lingua
- * Rimuovete attentamente le bollicine nella saliva
- * Fate il test giornalmente e conservate il risultato per controllare il vostro ciclo mestruale come mostrato sotto: In questa maniera potrete osservare possibili variazioni
- * Dopo il test pulite il vetrino usando un panno umido

Avvertimenti

- * Infiammazioni e infezioni della bocca (tonsilliti, gengiviti, etc.) così come alcuni prodotti chimici e terapie ormonali possono interferire con il risultato del test
- * IL Fertilcontrol light non dovrebbe essere usato come contraccettivo ma come una metodologia per determinare i momenti fertili del ciclo. La corretta interpretazione del test garantisce la sua affidabilità.
- * Questa metodologia non vi protegge da malattie veneree quali AIDS
- * IL Fertilcontrol light non dovrebbe essere usato come contraccettivo ma come una metodologia per determinare i momenti fertili del ciclo. La corretta interpretazione del test garantisce la sua affidabilità.
- * Questa metodologia non vi protegge da malattie veneree quali AIDS, gonorrea, sifilide, etc.
- * Tenete il prodotto lontano dai bambini poichè è composto da piccoli pezzi
- * Fertilcontrol light rispetta le vigenti regole
- * Dal momento che ci sono donne con un ciclo mensile più lungo di 28 giorni, nella striscia sottostante abbiamo incluso 35 sezioni.
- * Il fabbricante e/o il distributore non sono responsabili per la errata interpretazione del test
- * Fertilcontrol light non deve essere usato da donne in menopausa, da quelle che usano la pillola anticoncezionale, da donne in terapia ormonale. Dopo una gravidanza è consigliabile attendere due mesi prima di riutilizzare il prodotto

Ultima revisione delle istruzioni per l'uso : Maggio 2018

Esempio di giorni fertili del ciclo mestruale

R INIZIO DEL SANGUINAMENTO

NF NON FERTILE

PF POCO FERTILE

F FERTILE

Striscia di controllo del ciclo da riempire

test d'ovulation pour l'autodiagnostic in vitro

lisez attentivement les instructions d'utilisation

1. Retirez le tube externe du produit

2. Retirez l'ensemble optique. Ne pas le dévisser

3. Déposez quelques gouttes de salive sur la surface de la lame. Laissez la salive sécher pendant 5 minutes. Essayez d'éviter de créer des bulles. hygiénique

4. Lorsque la salive est sèche, placez l'unité optique sur sa base.

5. Regardez à travers la lentille du microscope et appuyez simultanément sur le bouton lumineux situé en bas pour observer facilement le résultat du test.

Le test de fertilité féminine utilisant de la salive

Interpréter le résultat du test

L'interprétation correcte du test garantit sa fiabilité

- période non fertile
- période de transition
- période fertile

Le Ferticontrol light est un microscope de poche qui permet à la femme d'identifier la salive au cours des moments les plus fertiles du cycle mensuel. La lumière Ferticontrol dure plus de deux ans. Nous vous recommandons d'effectuer le test quotidiennement.

Sa précision dans l'identification de l'ovulation est de 98%.

L'alimentation, l'alcool et les cigarettes peuvent interférer avec les résultats du test de fertilité de la salive. Il est conseillé de s'abstenir au moins deux heures avant de prélever un échantillon de salive.

Cette méthodologie a été inventée au milieu des années 1940 par les docteurs Biel et Papanicolau

* Rapide et facile

* Hygiénique

* Complètement naturel

* Très fiable

* Pour usage personnel

* Réutilisable pendant plus de deux ans

* Date de première utilisation

Lisez attentivement les instructions d'utilisation

Quel est son usage?

Il est destiné à déterminer la fertilité féminine à travers la salive pour vous permettre d'identifier les moments les plus fertiles du cycle à concevoir. C'est son seul but. Il ne devrait pas être utilisé comme contraceptif mais comme une aide pratique et pratique pour la planification familiale. Il a été prouvé que le sperme peut vivre dans l'utérus jusqu'à 72 heures, tandis que l'ovule ne vit que 24 heures. C'est pourquoi il n'y a que trois à quatre jours fertiles dans chaque cycle menstruel: le jour même de l'ovulation et les deux ou trois jours précédents.

Comment ça marche

Ferticontrol Light est un mini microscope avec une lentille pouvant atteindre 65 grossissements. Pendant l'ovulation, la femme subit une augmentation marquée d'œstrogènes, ce qui permet à l'ovule d'être libéré de l'ovaire. L'ovulation a généralement lieu 14 jours après la fin de la menstruation. L'augmentation de l'œstrogène se produit également dans la salive féminine, ainsi que dans le sang et l'urine. Avec l'ascension de l'œstrogène, les sels minéraux contenus dans la salive cristallisent plus facilement. Ils peuvent être vus comme des structures en forme de fougère avec l'instrument lumineux Ferticontrol.

avantages

- * Absence d'effets secondaires (rien n'est avalé)
- * Ceux qui l'utilisent n'offensent pas la morale ou vont à l'encontre des préceptes religieux
- * Être réutilisable est beaucoup moins cher que les autres méthodes
- * Aucun inconvénient
- * Pratique et discret
- * Hygiénique et facile à utiliser
- * Haute fiabilité
- * Pratique et simple à utiliser
- * Instructif (en effectuant le test quotidien, la femme connaît l'avancement de son cycle mensuel)

Produit par:

Distribué par:

recommandations *

Afin d'éviter les changements de salive, évitez de manger, de boire de l'alcool ou de fumer dans les deux heures précédant l'examen.

* Il est conseillé de collecter la salive en milieu de matinée ou en début d'après-midi lorsque la salive est plus diluée car le début de matinée est plus visqueux et la cristallisation plus difficile.

* Pour excréter plus de salive, vous pouvez vous mordre doucement la langue

- * Enlevez soigneusement les bulles dans la salive
- * Faites le test quotidiennement et conservez le résultat afin de vérifier votre cycle menstruel comme indiqué ci-dessous: De cette manière, vous pourrez observer les variations possibles.
- * Après le test, nettoyez la lame à l'aide d'un chiffon humide

Avertissements

- * Les inflammations et les infections de la bouche (amygdalite, gingivite, etc.) ainsi que certains produits chimiques et traitements hormonaux peuvent interférer avec le résultat du test.
- * La lumière Fertilcontrol ne doit pas être utilisé comme contraceptif, mais comme une méthode pour déterminer la période fertile du cycle. L'interprétation correcte du test garantit sa fiabilité.
- * Cette méthodologie ne vous protège pas contre les maladies vénériennes telles que le SIDA
- * La lumière Fertilcontrol ne doit pas être utilisé comme contraceptif, mais comme une méthode pour déterminer la période fertile du cycle. L'interprétation correcte du test garantit sa fiabilité.
- * Cette méthode ne vous protège contre les maladies vénériennes telles que le SIDA, la gonorrhée, la syphilis, etc.
- * Gardez le produit hors de la portée des enfants car il est constitué de petits morceaux.
- * Fertilcontrol light respecte les règles en vigueur
- * Puisqu'il y a des femmes avec un cycle mensuel supérieur à 28 jours, nous avons inclus 35 sections dans la bande sous-jacente.
- * Le fabricant et / ou le distributeur ne sont pas responsables de l'interprétation erronée du test.
- * Fertilcontrol light ne doit pas être utilisé par les femmes ménopausées, celles qui utilisent la pilule contraceptive, par les femmes sous traitement hormonal. Après la grossesse, il est conseillé d'attendre deux mois avant de réutiliser le produit.

Dernière révision du mode d'emploi: mai 2018

Exemple de jours fertiles du cycle menstruel

R Début du saignement

NF non fertile

PF Pas très fertile

F fertile

Bande de contrôle de cycle à remplir

Test de ovulación para autodiagnóstico in vitro.

lea las instrucciones de uso cuidadosamente

1. Retirar el tubo exterior del producto.

2. Retire el conjunto óptico. No lo destornille

3. Deposite unas gotas de saliva en la superficie de la diapositiva. Deje secar la saliva durante 5 minutos. Intenta evitar la creación de burbujas. higiénico

4. Cuando la saliva se haya secado, coloque el conjunto óptico en su base

5. Mire a través de la lente del microscopio y al mismo tiempo presione el botón de luz led en la parte inferior para observar fácilmente el resultado de la prueba.

La prueba de fertilidad femenina utilizando saliva.

Interpretar el resultado de la prueba

La correcta interpretación de la prueba garantiza su fiabilidad.

- periodo no fértil
- período de transición
- periodo fértil

La luz Fertilcontrol es un microscopio de bolsillo que permite a la mujer identificar la saliva en los momentos más fértiles del ciclo mensual. La luz de control de fertilidad dura más de dos años. Recomendamos realizar la prueba a diario.

Su precisión en la identificación de la ovulación es del 98%.

Los alimentos, el alcohol y los cigarrillos pueden interferir con los resultados de la prueba de fertilidad de saliva tartvite. Es aconsejable abstenerse de ellos al menos dos horas antes de recoger una muestra de saliva.

Esta metodología fue inventada a mediados de la década de 1940 por los médicos Biel y Papanicolau.

* Rápido y fácil

* Higienico

* Completamente natural.

* Altamente confiable

* Para uso personal.

* Reutilizable por más de dos años.

* Fecha de primer uso

Lea atentamente las instrucciones de uso.

¿Cuál es su uso?

Se pretende determinar la fertilidad femenina a través de la saliva para permitirle identificar los momentos más fértiles del ciclo para concebir. Este es su único propósito. No debe usarse como anticonceptivo, sino como una ayuda práctica y práctica para la planificación familiar. Se ha comprobado que los espermatozoides pueden vivir en el útero hasta 72 horas, mientras que el óvulo vive solo durante 24 horas. Es por esto que solo hay de tres a cuatro días fértiles en cada ciclo menstrual: el mismo día de la ovulación y los dos o tres días anteriores.

Como funciona

Ferticontrol light es un mini microscopio con una lente capaz de 65 aumentos. Durante la ovulación, la mujer experimenta un aumento marcado en el estrógeno que permite que el óvulo se libere del ovario. Por lo general, la ovulación tiene lugar 14 días después del final de la menstruación. El aumento de estrógeno también ocurre en la saliva femenina, así como en la sangre y la orina. Con el ascenso del estrógeno, las sales minerales contenidas en la saliva se cristalizan más fácilmente. Se pueden ver como estructuras en forma de helecho con el instrumento de luz Ferticontrol.

beneficios

- * Ausencia de efectos secundarios (no se traga nada)
- * Quienes lo usan no ofenden la moral ni van en contra de los preceptos religiosos.
- * Ser reutilizable es mucho más barato que otros métodos.
- * Sin inconvenientes.
- * Práctico y discreto.
- * Higiénico y fácil de usar.
- * Alta confiabilidad
- * Conveniente y simple de usar
- * Instructivo (al realizar la prueba diaria, la mujer conoce el progreso de su ciclo mensual)

Producido por:

Distribuido por:

recomendaciones *

Para evitar cambios en la saliva, evite comer, beber alcohol o fumar durante las dos horas anteriores a la prueba.

- * Es recomendable recolectar la saliva a media mañana o temprano en la tarde cuando la saliva está más diluida porque la madrugada es más viscosa y la cristalización es más difícil.

- * Para excretar más saliva puedes morder suavemente tu lengua.
- * Retirar con cuidado las burbujas en la saliva.
- * Realice la prueba a diario y guarde el resultado para verificar su ciclo menstrual como se muestra a continuación: De esta manera puede observar posibles variaciones.
- * Después de la prueba, limpie la diapositiva con un paño húmedo.

Advertencias

- * Las inflamaciones e infecciones de la boca (amigdalitis, gingivitis, etc.), así como algunos productos químicos y terapias hormonales pueden interferir con el resultado de la prueba.
- * Fertilcontrol light no debe usarse como anticonceptivo, sino como una metodología para determinar los momentos fértiles del ciclo. La correcta interpretación de la prueba garantiza su fiabilidad.
- * Esta metodología no te protege de enfermedades venéreas como el SIDA.
- * Fertilcontrol light no debe usarse como anticonceptivo, sino como una metodología para determinar los momentos fértiles del ciclo. La correcta interpretación de la prueba garantiza su fiabilidad.
- * Esta metodología no lo protege contra enfermedades venéreas como el SIDA, la gonorrea, la sífilis, etc.
- * Mantener el producto alejado de los niños, ya que está formado por piezas pequeñas.
- * Fertilcontrol light respeta las normas vigentes.
- * Dado que hay mujeres con un ciclo mensual de más de 28 días, incluimos 35 secciones en la tira subyacente.
- * El fabricante y / o el distribuidor no son responsables de la interpretación incorrecta de la prueba
- * Las mujeres en terapia hormonal no deben usar Fertilcontrol Light en las mujeres que se encuentran en la menopausia, las mujeres que usan la píldora anticonceptiva. Después del embarazo es recomendable esperar dos meses antes de volver a usar el producto.

Última revisión de las instrucciones de uso: mayo de 2018.

Ejemplo de días fértiles del ciclo menstrual.

R Inicio de sangrado

NF no fértil

PF no muy fértil

F Fertil

Tira de control de ciclo a rellenar

Eisprungtest zur In-vitro-Eigendiagnose Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch

1. Entfernen Sie den äußeren Schlauch des Produkts

2. Entfernen Sie die optische Baugruppe. Schrauben Sie es nicht ab

3. Legen Sie einige Tropfen Speichel auf die Oberfläche des Objektträgers. Lassen Sie den Speichel 5 Minuten trocknen. Vermeiden Sie Blasenbildung. hygienisch

4. Wenn der Speichel getrocknet ist, legen Sie die optische Baugruppe auf die Basis

5. Schauen Sie durch das Mikroskopobjektiv und drücken Sie gleichzeitig die LED-Lichttaste an der Unterseite, um das Testergebnis leicht beobachten zu können.

Der weibliche Fruchtbarkeitstest mit Speichel

Interpretieren Sie das Testergebnis

Die korrekte Interpretation des Tests garantiert seine Zuverlässigkeit

- nicht fruchtbare Zeit
- Übergangszeit
- fruchtbare Zeit

Das Fertilcontrol light ist ein Taschenmikroskop, mit dem die Frau Speichel über die fruchtbarsten Momente des Monatszyklus erkennen kann. Fertilcontrol-Licht hält über zwei Jahre. Wir empfehlen, den Test täglich durchzuführen.

Seine Genauigkeit bei der Erkennung des Eisprungs beträgt 98%

Lebensmittel, Alkohol und Zigaretten können die Ergebnisse des Fruchtbarkeitstests für Speicheltartvite beeinträchtigen. Es ist ratsam, sich mindestens zwei Stunden vor der Entnahme einer Speichelprobe davon zu enthalten.

Diese Methodik wurde Mitte der 1940er Jahre von den Ärzten Biel und Papanicolau erfunden

* Schnell und einfach

* Hygienisch

* Ganz natürlich

* Sehr zuverlässig

* Für den persönlichen Gebrauch

* Mehr als zwei Jahre verwendbar

* Datum der ersten Verwendung

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch

Was ist die verwendung?

Es ist beabsichtigt, die weibliche Fruchtbarkeit durch Speichel zu bestimmen, um die fruchtbarsten Momente des Zyklus erkennen zu können. Dies ist sein einziger Zweck. Es sollte nicht als Verhütungsmittel verwendet werden, sondern als praktische und praktische Hilfe bei der Familienplanung. Es wurde nachgewiesen, dass Spermien bis zu 72 Stunden in der Gebärmutter leben können, während das Ei nur 24 Stunden lebt. Deshalb gibt es in jedem Menstruationszyklus nur drei bis vier fruchtbare Tage: den Tag des Eisprungs und die vorangegangenen zwei oder drei Tage.

Wie es funktioniert

Ferticontrol light ist ein Minimikroskop mit einer Linse mit 65-facher Vergrößerung. Während des Eisprungs erfährt die Frau einen deutlichen Anstieg des Östrogens, wodurch die Eizelle aus dem Eierstock freigesetzt werden kann. Normalerweise findet der Eisprung 14 Tage nach dem Ende der Menstruation statt. Der Östrogenanstieg erfolgt auch im weiblichen Speichel sowie in Blut und Urin. Beim Aufstieg des Östrogens kristallisieren die im Speichel enthaltenen Mineralsalze leichter. Sie können mit dem Lichtinstrument Ferticontrol als farnförmige Gebilde betrachtet werden.

Vorteile

- * Fehlen von Nebenwirkungen (nichts wird verschluckt)
- * Diejenigen, die es verwenden, beleidigen weder die Moral noch verstoßen sie gegen religiöse Gebote
- * Mehrweg ist viel billiger als andere Methoden
- * Keine Unannehmlichkeiten
- * Handlich und diskret
- * Hygienisch und einfach zu bedienen
- * Hohe Zuverlässigkeit
- * Bequem und einfach zu bedienen
- * Instrukтив (beim täglichen Test kennt die Frau den Fortschritt ihres Monatszyklus)

Produziert von:

Verteilt von:

Empfehlungen *

Um Veränderungen des Speichels zu vermeiden, sollten Sie zwei Stunden vor dem Test nichts essen, Alkohol trinken oder rauchen

- * Es ist ratsam, den Speichel am frühen Morgen oder frühen Nachmittag zu sammeln, wenn der Speichel stärker verdünnt ist, da der frühe Morgen zäher ist und die Kristallisation schwieriger ist.

Um mehr Speichel auszuscheiden, beißen Sie Ihre Zunge sanft

- * Entfernen Sie vorsichtig die Blasen im Speichel

- * Nehmen Sie den Test täglich und behalten Sie das Ergebnis bei, um Ihren Menstruationszyklus wie folgt zu überprüfen: Auf diese Weise können Sie mögliche Abweichungen beobachten

- * Reinigen Sie den Objektträger nach dem Test mit einem feuchten Tuch

Warnungen

- * Entzündungen und Infektionen des Mundes (Tonsillitis, Gingivitis usw.) sowie einige Chemikalien und Hormontherapien können das Testergebnis beeinträchtigen

- * Fertilcontrol light sollte nicht als Verhütungsmittel verwendet werden, sondern als Methode zur Bestimmung der fruchtbaren Momente des Zyklus. Die korrekte Interpretation des Tests garantiert seine Zuverlässigkeit.

- * Diese Methode schützt Sie nicht vor Geschlechtskrankheiten wie AIDS

- * Fertilcontrol light sollte nicht als Verhütungsmittel verwendet werden, sondern als Methode zur Bestimmung der fruchtbaren Momente des Zyklus. Die korrekte Interpretation des Tests garantiert seine Zuverlässigkeit.

- * Diese Methode schützt Sie nicht vor Geschlechtskrankheiten wie AIDS, Gonorrhoe, Syphilis usw.

- * Halten Sie das Produkt von Kindern fern, da es aus kleinen Stücken besteht

- * Fertilcontrol light entspricht den aktuellen Regeln

- * Da es Frauen mit einem monatlichen Zyklus von mehr als 28 Tagen gibt, haben wir 35 Abschnitte in den zugrunde liegenden Streifen aufgenommen.

- * Der Hersteller und / oder der Händler sind nicht für die falsche Interpretation des Tests verantwortlich

- * Fertilcontrol light sollte nicht von Frauen in den Wechseljahren, von Personen, die die Antibabypille anwenden, oder von Frauen unter Hormontherapie angewendet werden. Nach der Schwangerschaft ist es ratsam, zwei Monate zu warten, bevor Sie das Produkt erneut verwenden

Letzte Überarbeitung der Gebrauchsanweisung: Mai 2018

Beispiel für fruchtbare Tage des Menstruationszyklus

R Beginn der Blutung

NF Nicht fruchtbar

PF Nicht sehr fruchtbar

F fruchtbar

Zykluskontrollstreifen gefüllt werden